


CRUZAL[®] APM

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
40 mg/2 ml - 60 mg/3 ml

ÁCIDO
HIALURÓNICO
RETICULADO
DE ALTO PESO
MOLECULAR



Potencia y prolonga la eficacia
de la viscosuplementación



CRUZAL[®] APM

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
40 mg/2 ml - 60 mg/3 ml

Potencia y prolonga la eficacia de la viscosuplementación



Alto peso molecular (2.400-4.000 KDa): barrera viscoelástica de mayor permanencia en la cavidad articular.



Mayor efecto condroprotector, genera una eficacia superior en la amortiguación de las superficies articulares dañadas.



Otorga mejor capacidad funcional, menor rigidez y dolor por períodos más prolongados. WOMAC score.^{1, 2}



Retarda la progresión de la degeneración del cartílago articular, retrasando la necesidad de tratamiento protésico.



Menor requerimiento de AINEs.



CRUZAL[®] APM

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
40 mg/2 ml - 60 mg/3 ml

Potencia y prolonga la eficacia de la viscosuplementación

ÁCIDO
HIALURÓNICO
RETICULADO
DE ALTO PESO
MOLECULAR

CARACTERÍSTICAS

CRUZAL[®] APM

Hidrogel inyectable para administración intraarticular, estéril, no pirogénico, reabsorbible, incoloro, a base de ácido hialurónico reticulado de origen no animal, producido por fermentación bacteriana a partir de *Streptococcus equi* y reticulado con divinil sulfona.

CRUZAL[®] APM

Contiene un 2% de ácido hialurónico reticulado y, a diferencia de otros, es de administración única.

Se presenta como jeringa prellenada descartable con sistema *Luer-Lok* para el ajuste de aguja con 2 ó 3 ml para una sola aplicación.


INDICACIONES

Viscosuplemento intraarticular de alto peso molecular, para una sola inyección en caso de cambios degenerativos o traumáticos de la articulación de la rodilla y otras articulaciones sinoviales.

CRUZAL[®] APM

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO
40 mg/2 ml - 60 mg/3 ml

ÁCIDO
HIALURÓNICO
RETICULADO
DE ALTO PESO
MOLECULAR



Mayor peso molecular.

Menor requerimiento de aplicaciones.

**Reduce por más tiempo la fricción
de las articulaciones dañadas.**

Mejora la calidad de vida.



**Presentaciones:
CRUZAL[®] APM
Estéril**

Ácido Hialurónico Reticulado 40 mg/2 ml - 60 mg/3 ml
Jeringa prellenada con 40 mg/2 ml para una sola aplicación.
Jeringa prellenada con 60 mg/3 ml para una sola aplicación.

Referencias:

1. Vero A et al. Pain relief and functional recovery over six month period after intraarticular injection with sodium Hyaluronate in OA the knee-EJMD 2014; 3: 25-33. 2. Antonio Frizziero, Nicola Maffulli, Stefano Masiero, Luigi Frizziero. Muscles, ligaments, tendons. Six-months pain relief and functional recovery after intra-articular injections with hyaluronic acid (mw 500-730 kDa) in trapeziometacarpal osteoarthritis. J. 2014 Jul 14; 4(2): 256-61.

Para poder acceder al prospecto de CRUZAL[®] APM, aprobado por ANMAT, escanee el código u obténgalo en <http://finadiet.com.ar/finadiet-productos/cruzal-apm/>

LABORATORIOS FINADIET S.A.C.I.F.I

Hipólito Yrigoyen 3769/71

(C1208ABE) Buenos Aires - Argentina

Tel.: 4981-5444/5544/5644/5744

www.finadiet.com.ar



FINADIET[®]

 CRUZAL 20

Finadiet

 CRUZAL 40

Finadiet

Ácido hialurónico

Antiartrósico

Medicamento

Jeringa Prellenada para infiltraciones intraarticulares.

Se expende con receta.

Tiene cobertura de la mayoría de las Prepagas y Obras Sociales, incluido el **PAMI**

NO CORRESPONDE AL PRODUCTO CRUZAL APM



 CRUZAL APM

Finadiet

Ácido hialurónico reticulado de alto peso molecular

Reemplazante de líquido sinovial

Dispositivo Médico.

Jeringa prellenada que viene en dos presentaciones **40 mg/2 ml** y **60 mg/3 ml** para infiltraciones intraarticulares.

La diferencia más importante es que es un dispositivo médico y que el ácido hialurónico es de alto peso molecular y reticulado.



No está incluido en la Seguridad Social.

Obtener a través de la plataforma

 **SIAFAR** SISTEMA DE AUTORIZACIONES FARMACÉUTICAS